



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur Rultract Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Système d'écarteur Rultract Retractor System

SKU RM-RRS-1

\$1,499 USD

Liste des composants

Quantité	Composant	Dimensions / Description
1	Mât à double courbure/clamp à pointe cannelée	Fournit l'interface de montage principale et le réglage du clamp
1	Râteau avec clip de fixation	Engage et maintient le tissu chirurgical grâce à une fixation par clip
1	Mât supérieur cannelé	Relie la section supérieure du cadre et stabilise l'ensemble du mât

Description du produit

Le Rultract Retractor System est un écarteur chirurgical spécialisé fixé sur table, conçu pour fournir une élévation tissulaire verticale constante et une visibilité anatomique inégalée lors d'interventions opératoires exigeantes. En s'ancrant solidement aux rails standard de la table d'opération, cette plateforme modulaire élimine la fatigue de l'assistant chirurgical tout en maintenant une traction verticale et latérale fluide et antidérapante pendant les interventions prolongées.

Spécifiquement configuré pour le soulèvement sternal, la dissection de l'artère mammaire interne (IMA) et les expositions abdominales supérieures, ce Rultract Retractor System comprend un mât à double courbure à pointe cannelée robuste avec clamp intégré, un mât supérieur cannelé stabilisateur et un ensemble râteau articulé doté d'un clip de fixation sécurisé. Chaque composant est usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), traité avec une finition satinée antireflet, empêchant les réflexions gênantes sous l'éclairage scialytique et protégeant les structures anatomiques environnantes contre une tension focale excessive.

Livré non stérile et entièrement autoclavable, Retractor Maker fabrique le Rultract Retractor System selon des tolérances cliniques exactes, fournissant des instruments de rétraction haute performance directement aux

hôpitaux, centres cardiaques et distributeurs chirurgicaux du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest