



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Vaginal Kelly Sims

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Vaginal Kelly Sims

SKU RM-KSVR-1

\$84 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador vaginal Kelly Sims es un instrumento esencial para cirugía reconstructiva pélvica y ginecológica, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento estable de la pared vaginal y visualización de la cúpula apical. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), este separador permite a los cirujanos deprimir la pared vaginal posterior y el suelo pélvico de manera suave, estableciendo un corredor visual amplio hacia el cuello uterino y los fórnicos sin causar desgarros focales en la mucosa.

Diseñado para adaptarse a diversas profundidades anatómicas, el separador vaginal Kelly Sims se puede personalizar en cuatro longitudes totales: 18 cm (\$84), 20 cm (\$89), 23 cm (\$94) y 26 cm (\$99). Los cirujanos pueden combinar estas longitudes con tres superficies de hoja distintas: 57 mm × 25 mm, 70 mm × 32 mm y una superficie expansiva de 76 mm × 38 mm. El labio de la hoja, redondeado y contorneado suavemente, previene el trauma tisular, mientras que el mango ergonómico en caída proporciona a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual estable y antideslizante durante reparaciones prolongadas del suelo pélvico.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador vaginal Kelly Sims para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, brindando a los equipos de obstetricia, ginecología y

uroginecología de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y compatibilidad total con autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest