



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

フックレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



フックレトラクター

SKU RM-HKR-165-1

\$14 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
1本爪（シングルフック） — 鋭または鈍	RM-HKR-165-1-1	\$14
2本爪 — 鋭または鈍	RM-HKR-165-1-2	\$16
3爪 — 鋭または鈍	RM-HKR-165-1-3	\$18
4爪 — 鋭または鈍	RM-HKR-165-1-4	\$20

製品詳細

フックレトラクターは、一般外科、形成外科、再建外科における精密で滑りのない皮弁挙上および浅層の創縁展開のために特別に設計された、基本となる手持ち式開創器です。湾曲したフック爪を備えたこの器具は、脆弱な組織縁を挫滅させることなく、皮膚層および皮下層を確実に把持することを可能にします。

あらゆる術式への適応性を考慮し、このフックレトラクターはバランスの取れた操作感と洗練された触覚フィードバックを提供する 16.5 cm の一定の全長フレームを維持しています。本器具は4つの爪の組み合わせから高度にカスタマイズ可能です：1爪（シングルブロング、\$14）、2爪（\$16）、3爪（\$18）、4爪（\$20）。術者は、真皮層を確実に固定する「鋭」チップ、または敏感な軟部組織層や血管面への構造的損傷を最小限に抑える「鈍」チップのいずれかを選択できます。人間工学に基づいたフラットハンドルにより、助手の手の疲労を軽減しつつ安定したレバレッジを確保します。

反射を抑えたサテンマット仕上げの医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造されており、Retractor Makerのフックレトラクターは繰り返し滅菌サイクルに耐え、高い耐食性、強固な構造的剛性、そして世界中の手術室や外来クリニックに対応する完全なオートクレーブ耐久性を備えています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest