



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель черепной Contour
самодержащийся

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль черепной Contour самодержащийся

SKU RM-CSRSR-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
3×4 Blunt Prongs	RM-CSRSR-1-1	\$99
3×4 Sharp Prongs	RM-CSRSR-1-2	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самодержащийся ранорасширитель Contour от Retractor Maker — это важнейший нейрохирургический инструмент, специально разработанный для обеспечения стабильной фиксации кожных лоскутов головы и подлежащих структур твердой мозговой оболочки во время краниотомии и операций на основании черепа. Конструкция с прямым корпусом поддерживает точное выравнивание тканей вдоль разрезов кожи головы, обеспечивая широкий операционный доступ без смещения инструмента.

Данная модель Contour обладает общей длиной 14 см (\$99), что создает оптимальное рабочее пространство и предотвращает загромождение операционного поля. Хирурги могут выбрать конфигурацию рабочих частей: 3×4 тупых зубца — идеальны для атравматичного разведения тканей вблизи поверхностных сосудов, или 3×4 острых зубца — для максимальной стабильности и надежной фиксации плотных структур кожи головы. Кремальера с кольцевыми ручками надежно блокирует инструмент под натяжением, устраняя необходимость в ручном удержании ассистентом.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, расширитель Contour от Retractor Maker рассчитан на многократные циклы стерилизации, обеспечивая нейрохирургические и спинальные операционные исключительной долговечностью, плавным ходом храповика и клинической стабильностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest