



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Parker-Tommy Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Parker-Tommy Retractor

SKU RM-PTR-16-1

\$39 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Parker-Tommy Retractor	全長16 cm、非対称両頭湾曲ブレード	\$39
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$39

製品詳細

Parker-Tommy Retractorは、一般外科、整形外科、および形成外科手術において、多層の創縁や軟部組織を確実に牽引するために特別に設計された多機能な両頭式リトラクターです。中央ハンドルの両端に異なる形状の湾曲ブレードを備えており、浅い皮下組織の牽引から深い筋膜の挙上まで、手術チームがスムーズに対応することを可能にします。

効率的な組織変位と術野の視認性をサポートするように設計された標準的なサイズ構成で、全長は16 cm (\$39) です。最高級の術室用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用したハンドメイド製品で、ブレードの幾何学的レイアウトは非対称の両頭プロファイルを採用しています。滑らかで丸みを帯びた先端縁は、組織損傷（トラウマ）を引き起こすことなく、創縁を清潔に保持します。平坦な中央グリップフレームワークにより、手術助手は長時間の術中操作においても、疲労の少ない安定したレバレッジを維持できます。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor MakerのParker-Tommy Retractorは、繰り返しの滅菌サイクルに耐えられるよう製造されており、世界中の手術室、トラウマセンター、外来外科クリニックに向けて、高い耐食性、強固な構造剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest