



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Регулируемый адаптер Mayfield

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Регулируемый адаптер Mayfield

SKU RM-AMA-1

\$1,199 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Регулируемый адаптер Mayfield	Обеспечивает надежную платформу для установки систем фиксации черепа типа Mayfield на операционные столы без встроенных гнезд
2	Регулируемые торцевые кронштейны	Фиксируют адаптер на боковых направляющих операционного стола и подстраиваются под различную ширину стола
Несколько	Монтажные отверстия	Позволяют выполнять боковую регулировку и гибкое позиционирование базового блока черепного зажима

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Регулируемый адаптер Mayfield — это важный монтажный мостик для операционного стола, предназначенный для обеспечения жесткой фиксации черепа на столах, в конструкции которых отсутствуют встроенные гнезда для черепных зажимов. Создавая сверхнадежное механическое соединение через боковые направляющие стола, этот адаптер гарантирует абсолютную жесткость рам для фиксации черепа без люфта или проскальзывания.

Оснащенный быстрорегулируемыми телескопическими торцевыми кронштейнами, регулируемый адаптер Mayfield охватывает ширину стола от 21.375 до 24.5 дюймов (от 54.3 см до 62.2 см) с помощью надежных зажимов для боковых направляющих. Платформа перекладины имеет несколько прецизионных монтажных отверстий, что позволяет хирургической бригаде регулировать базовый блок черепного зажима по горизонтали для позиционирования пациента вне центра, в положении «парк-бенч» или в латеральном положении.

Адаптер изготовлен методом ЧПУ-обработки из высокопрочных авиационных металлических и алюминиевых сплавов с твердым анодированным защитным покрытием. Retractor Maker поставляет регулируемый адаптер Mayfield нестерильным и полностью автоклавируемым в защитной коробке экспортного класса с ложементами из высокоплотного пеноматериала.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest