



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ретракции Greenberg Retractor Kit

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Система ретракции Greenberg Retractor Kit

SKU RM-GRK-1

\$3,499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Первичные зажимы Greenberg Retractor	Стандартная установка на фиксатор черепа (6 in / 152 mm) — фиксируются непосредственно на стойках Mayfield или жестких держателях головы
4	Вторичные зажимы Greenberg Retractor	Стандартная установка на штангу (12 in / 305 mm) — соединяют первичные и вторичные штанги для формирования внешней рамы
4	Длинные рычаги ретрактора Greenberg Retractor	Длина 9.5 in (241 mm) — шарнирные фрикционные рычаги для удержания и позиционирования лопаток
1	Опора для рук Greenberg Retractor	Длина 10 in (254 mm) — эргономичная платформа для стабилизации рук хирурга
1	Лоток для салфеток Greenberg Retractor	6.75 in × 3 in (172 mm × 76 mm) — крепится на раму для хранения влажных ватных дисков/салфеток
1	Стерилизационный кейс Greenberg Retractor	17 in × 10 in × 2.375 in — перфорированный сверхпрочный кейс-органайзер
1	Пластичная конусная лопатка Greenberg	9 in, ширина ¼ in × ¾ in (6 × 19 mm) — экстраширокая лопатка для обширной кортикальной ретракции
1	Пластичная конусная лопатка Greenberg	9 in, ширина 5/32 in × 5/8 in (4 × 16 mm) — средней ширины для долевого и субтемпорального доступа

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Пластичная конусная лопатка Greenberg	9 in, ширина $\frac{1}{8}$ in $\times$ $\frac{1}{2}$ in (3 $\times$ 13 mm) — стандартная лопатка для глубокого интергемисферного или цистернального доступа
1	Пластичная конусная лопатка Greenberg	9 in, ширина $\frac{3}{32}$ in $\times$ $\frac{3}{8}$ in (2.4 $\times$ 9.5 mm) — тонкая лопатка для узких доступов к основанию черепа
1	Пластичная конусная лопатка Greenberg	9 in, ширина $\frac{1}{16}$ in $\times$ $\frac{1}{4}$ in (1.6 $\times$ 6 mm) — микролопатка для деликатной ретракции нервов и сосудов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Набор Greenberg Retractor Kit представляет собой надежную и универсальную конструкцию для деликатных нейрохирургических процедур, где критически важна стабильная ретракция структур мозга с низким давлением. Система устанавливается непосредственно на стойки жесткого держателя головы, создавая адаптивный структурный «мостик» над зоной трепанации для изоляции движений и защиты нейрососудистой анатомии.

Комплект Greenberg Retractor Kit оснащен всем необходимым для стандартных и сложных вмешательств: двумя 6-дюймовыми первичными зажимами, четырьмя 12-дюймовыми вторичными соединительными зажимами, четырьмя 9.5-дюймовыми шарнирными длинными рычагами ретрактора и 10-дюймовой опорой для рук хирурга. Набор дополнен встроенным лотком для салфеток и пятью двусторонними гибкими конусными лопатками — от широких кортикальных (19 mm) до микролопаток (1.6 mm).

Изготовленный из немагнитной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, набор Greenberg Retractor Kit от Retractor Maker поставляется нестерильным и полностью автоклавируемым в специальном перфорированном стерилизационном кейсе размером 17" $\times$ 10" $\times$ 2.375", обеспечивающем организацию инструментов и быструю подготовку к работе.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest