



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Vaginal Kristeller

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Vaginal Kristeller

SKU RM-KVR-1

\$44 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lâminas Estreitas (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Comprimentos Disponíveis: 18 cm ou 22 cm · Papel Clínico Primário: Exposição em pediatria, nulíparas e canal vaginal estreito · Preço (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lâminas Médias (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Comprimentos Disponíveis: 18 cm ou 22 cm · Papel Clínico Primário: Exame vaginal adulto padrão e cirurgias pélvicas menores · Preço (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lâminas Largas/Profundas (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Comprimentos Disponíveis: 18 cm ou 22 cm · Papel Clínico Primário: Reparo profundo do assoalho pélvico e histerectomia vaginal em múltiparas · Preço (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Luva Protetora / Caixa	Comprimentos Disponíveis: Embalagem de Trânsito Padrão · Papel Clínico Primário: — · Preço (USD): Incluso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Vaginal Kristeller é um instrumento cirúrgico ginecológico fundamental, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento amplo e atraumático das paredes vaginais e do assoalho pélvico durante intervenções pélvicas diagnósticas e operatórias. Desenvolvido com uma lâmina côncava de contornos suaves, este instrumento retrai a mucosa vaginal de forma limpa, estabelecendo um corredor visual expansivo para o colo do útero e fôrnices sem causar laceração da mucosa.

Construído para total adaptabilidade clínica, esta série de Afastador Vaginal Kristeller é fabricada à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) em dois comprimentos totais: 18 cm (\$44) e 22 cm (\$49). Os cirurgiões podem escolher entre uma matriz extensa de dez seleções de lâminas, com comprimentos de 75 mm a 115 mm e larguras de 10 mm a 32 mm: 75 × 10 mm, 75 × 23 mm, 80 × 25 mm, 100 × 32 mm, 110 × 14 mm, 110 × 17 mm, 115 × 23 mm, 115 × 26 mm, 115 × 29 mm e 115 × 32 mm. Seu cabo ergonômico drop handle proporciona uma alavancagem manual estável para os assistentes cirúrgicos.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Vaginal Kristeller para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando às equipes de obstetrícia, ginecologia e uroginecologia em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total compatibilidade com autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest