



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador rotuliano AORI

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador rotuliano AORI

SKU RM-APR-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
5" (12.7 cm), extremo de trabajo de 10 mm	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), 10 mm extremo de trabajo	RM-APR-1-2	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador rotuliano AORI es un instrumento ortopédico esencial de rodilla diseñado para facilitar la subluxación o eversión rotuliana segura durante la artroplastia total de rodilla primaria y de revisión. Al anclarse firmemente alrededor de la rótula, este separador mantiene un despeje visual completo del surco troclear y del espacio articular patelofemoral sin ejercer una tensión focal excesiva sobre el tendón rotuliano.

Diseñado para maximizar la estabilidad de sujeción operativa, el separador rotuliano AORI está disponible en dos longitudes seleccionables: un modelo compacto de 5 pulgadas (\$69) y un modelo de alcance extendido de 7 pulgadas (\$79). El extremo de trabajo de 10 mm incorpora un diseño contorneado anatómicamente que presenta tres puntas curvas posicionadas simétricamente en ambos lados de los brazos, proporcionando una estabilización multipunto que evita el deslizamiento de los bordes óseos. Su mango ergonómico garantiza un control manual cómodo, reduciendo la fatiga de la mano del asistente durante reconstrucciones articulares prolongadas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker suministra el separador rotuliano AORI no estéril y totalmente autoclavable en embalaje protector, ofreciendo una alta resistencia mecánica y a la corrosión para quirófanos ortopédicos en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest