



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Breisky Vaginal-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Breisky Vaginal- Retraktor

SKU RM-BVR-1

\$89 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	100 mm × 25 mm — 28 cm bis 36 cm	Oberflächliche Vaginal- und Introitusexposition — \$89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm bis 36 cm	Breites Halten der vorderen/hinteren Vaginalwand — \$89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm bis 36 cm	Intermediäre Exposition des Scheidengewölbes — \$94.00
1	130 mm × 40 mm — 28 cm bis 36 cm	Tiefe Beckenbodenrekonstruktion — \$94.00
1	140 mm × 35 mm — 28 cm bis 36 cm	Zervikaler Zugang bei vaginaler Hysterektomie — \$99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm bis 36 cm	Tiefer Gewölbezugang bei paröser Anatomie — \$99.00
1	180 mm × 25 mm — 28 cm bis 36 cm	Maximal tiefer Becken- und Apikalzugang — \$104.00
1	Schutzhülle / Box	Standardverpackung — Inklusive

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Breisky Vaginal-Retraktor ist ein erstklassiger gynäkologischer und beckenrekonstruktiver Wundhaken, der speziell für die tiefe, ungehinderte Visualisierung des Scheidengewölbes und der Zervix entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem verlängerten, glatten Spatelblatt, das sich an der distalen Spitze elegant krümmt, drückt dieses Instrument die Vaginalwand nieder und verdrängt das umliegende Weichgewebe, ohne die

Schleimhaut einzuklemmen oder zu verletzen.

Um unterschiedlichen Patientenanatomien und tiefen Beckeneingriffen gerecht zu werden, wird der Breisky Vaginal-Retraktor in wählbaren Gesamtlängen von 28 cm (\$89), 31 cm (\$94), 33.5 cm (\$99) und 36 cm (\$104) angeboten, wobei erweiterte Fertigungsserien Profile bis zu 15.25 inches (38.73 cm) ermöglichen. Chirurgen können aus 10 verschiedenen Blattdimensionen von 100 × 25 mm bis 180 × 25 mm wählen. Sein ergonomisch abgewinkelter, flacher Griff mit Riffelung bietet chirurgischen Assistenten bei langen Beckenoperationen einen stabilen Gegenzug und rutschfeste Kontrolle.

Geschmiedet aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satinstrahl-Finish, fertigt Retractor Maker den Breisky Vaginal-Retraktor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält, und bietet Teams in der Geburtshilfe, Gynäkologie und Urogynäkologie hohe Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest