



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador para Grande Trocanter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador para Grande Trocanter

SKU RM-GTR-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador para Grande Trocanter	14.875" (37.8 cm) de comprimento, lâmina de 25 mm de largura x 1.5" de profundidade — 1	\$49
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte — 1	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador para Grande Trocanter é um afastador cirúrgico ortopédico de alta resistência, projetado especificamente para fornecer alavancagem óssea confiável e deslocamento de tecidos moles ao redor do fêmur proximal e da articulação do quadril durante a artroplastia total do quadril. Projetado para se fixar sobre a crista trocantérica lateral, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos afastem os músculos glúteo médio, mínimo e vasto lateral do campo operatório sem romper as inserções tendíneas.

Construído para a exposição direcionada da área do grande trocanter, esta configuração do Afastador para Grande Trocanter apresenta um comprimento total estendido de 14.875 inches (37.8 cm, \$49) que mantém as mãos do assistente bem fora do corredor cirúrgico. A extremidade de trabalho incorpora um perfil de lâmina de 25 mm de largura com uma profundidade de 1.5-inch (3.8 cm) especificamente contornada para se assentar com segurança sobre as margens ósseas trocantéricas sem deslizar. Seu cabo ergonomicamente projetado maximiza o controle de preensão e minimiza a fadiga manual do usuário durante reconstruções articulares prolongadas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador para Grande Trocanter para suportar alto torque ortopédico e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, fornecendo às equipes de artroplastia de quadril e reconstrução de trauma em todo o mundo durabilidade e desempenho clínico inabaláveis.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest