



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Cerebelar Miskimon

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Cerebelar Miskimon

SKU RM-MCR-19-1

\$139 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Cerebelar Miskimon	Dimensiones / Detalles: longitud total de 19 cm, 7×7 dientes afilados hacia afuera, cierre de trinquete · Cantidad incluida: 1	\$139
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte individual · Cantidad incluida: 1	\$139

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador cerebelar Miskimon es un instrumento neuroquirúrgico autoestático especializado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción fiable y manos libres del cuero cabelludo y los músculos durante las craneotomías de fosa posterior y suboccipitales. Diseñado con brazos curvos de alta resistencia, este separador se ancla en la musculatura nual gruesa y los márgenes galeales, estableciendo una ventana operativa estática y amplia sobre el hueso occipital y los hemisferios cerebelosos.

Construido con una huella mecánica dedicada, esta configuración del separador cerebelar Miskimon presenta una longitud total de la herramienta de 19 cm (\$139) adaptada para el manejo especializado de los bordes de la herida. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los extremos de trabajo incorporan una disposición de 7×7 dientes afilados curvados hacia afuera, diseñados para sujetar de forma segura la fascia occipital densa sin deslizarse bajo una fuerte contracción. El mango de anillo mecánico base está integrado con un engranaje de cierre de trinquete ajustable que mantiene la tensión de forma fiable, eliminando la fatiga manual del asistente durante las resecciones neuroquirúrgicas extensas.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflectante, Retractor Maker fabrica el separador cerebelar Miskimon para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de neurocirugía y centros de columna de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y una

durabilidad clínica total.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest