



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de col condylien Awty

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur de col condylien Awty

SKU RM-ACNR-1

\$59 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de col condylien Awty	Longueur totale 22 cm, lame condylienne courbe	\$59
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de col condylien Awty est un écarteur de chirurgie maxillo-faciale essentiel, conçu spécifiquement pour assurer une exposition stable et sécurisée du col condylien et de la région sous-condylienne de la mandibule. Conçu avec une extrémité de travail à courbure anatomique qui s'accroche solidement derrière le bord postérieur de la branche montante, cet instrument protège les branches du nerf facial et les vaisseaux maxillaires internes des scies oscillantes et des fraises rotatives.

Conçue pour l'accès aux espaces profonds en chirurgie buccale et maxillo-faciale, cette configuration de l'écarteur Awty présente une longueur totale de 22 cm, maintenant les mains de l'assistant en dehors du champ opératoire du chirurgien. Son manche ergonomique avancé intègre des contours améliorant le confort et optimisant la prise tactile, offrant un contrôle supérieur et réduisant considérablement la fatigue manuelle lors des ostéotomies orthognathiques prolongées.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de col condylien Awty pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires de chirurgie buccale, maxillo-faciale et plastique un instrument indispensable pour la reconstruction traumatologique et la chirurgie de la branche montante.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest