



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Moberg 皮膚開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Moberg 皮膚開創器

SKU RM-MSR-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
17 cm Variant	RM-MSR-1-1	\$44
18 cm バリエーション	RM-MSR-1-2	\$49

製品詳細

Moberg 皮膚開創器は、形成外科、再建外科、および手外科において、安全で非外傷性の皮弁挙上および軟部組織の圧排を可能にするために専用設計された手持ち式開創器です。極めて滑らかで細身のワーキングブレードを備えたこの器具により、術者は繊細な真皮縁を圧挫することなく、深部の腱や指神経の明瞭な術野を維持できます。

洗練されたタクトイルコントロールを実現するため、この Moberg 皮膚開創器シリーズは最プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からハンドクラフトされており、2つの異なる全長とブレード構成を提供しています。狭小な指間部へのアプローチに適した 5.0 mm 幅 × 17.0 mm 長のブレードを備えた 17 cm 全長モデル（\$44）と、より広範囲な皮弁牽引に適した 8.0 mm 幅 × 12.0 mm 長のブレードを備えた 18 cm 全長モデル（\$49）です。滑らかに成形されたブレードエッジは局所的な虚血を防止し、人間工学に基づいたフラットハンドルは手術助手の疲労を軽減しつつ確実な手動レバレッジを保証します。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Moberg 皮膚開創器は、繰り返しの病院内滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、高い耐食性、強固な構造的剛性、そして世界中の形成外科および手外科センターでのオートクレーブに対する完全な耐久性を備えています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest