



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Tedan Phantom CS-1600 Juego de Retractor Cervical

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tedan Phantom CS-1600 Juego de Retractor Cervical

SKU RM-TPCS1600-SET-1

\$2,899 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
10 Pares (20 Cuchillas en Total)	Cuchillas de Retractor de Borde Romo	Longitudes que van de 30 mm a 75 mm (incrementos de 5 mm)
6 Pares (12 Cuchillas en Total)	Cuchillas de Retractor de Borde Micro-Romo	Longitudes que van de 35 mm a 60 mm (incrementos de 5 mm)
8 Cuchillas	Cuchillas de Retractor Dentadas Largas	Longitudes que van de 30 mm a 65 mm (incrementos de 5 mm)
1 Par (2 Cuchillas en Total)	Cuchillas de Paleta	Compatibilidad con marco distractor multidireccional estándar
2 Mangos	Mangos de Retractor de Carga Lateral	Diseño ergonómico de liberación por torsión para cambios rápidos de cuchillas modulares
1 Medidor	Medidor de Profundidad Codificado por Colores	Calibrado para una rápida medición de la profundidad de tejidos blandos
1 Conjunto	Broca de Torsión con Mango Impulsor	Conjunto de broca de arranque manual para tornillos de distracción
1 Guía	Guía de Perforación Dual	Para asegurar un espaciado paralelo exacto entre los tornillos de distracción vertebrales
1 Guía	Guía de Perforación Simple	Para la colocación independiente o modular de tornillos de distracción

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1 Broca	Broca de Torsión	Broca de repuesto dedicada para la perforación piloto de tornillos de distracción
2 Destornilladores	Destornilladores de Distracción	Destornilladores de instalación manual de agarre seguro para pines estilo Caspar
1 Herramienta	Herramienta de Medición con Calibrador	Medidor de precisión para confirmar la altura del disco y las tolerancias de la brecha del implante
1 Herramienta	Compactador de Hueso con Protector	Herramienta de asiento quirúrgico de doble extremo con perfil de 6 mm × 10 mm
1 Contenedor	Caja de Esterilización	Bandeja quirúrgica organizativa resistente hecha a medida

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Juego de Retractor Cervical Tedan Phantom CS-1600 es un sistema integral de retractor y distractor quirúrgico cervical anterior reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y no traumático de tejidos blandos y distracción del cuerpo intervertebral durante la discectomía y fusión cervical anterior (ACDF). Diseñado con mangos de carga lateral de conexión rápida y geometrías de cuchilla de perfil bajo, este sistema permite a los cirujanos de columna retraer la tráquea, el esófago y la vaina carotídea de forma limpia, manteniendo un corredor visual despejado hasta el espacio discal sin obstruir las imágenes fluoroscópicas o las líneas de visión microscópicas.

Construido según las especificaciones del marco clínico, este sistema completo de Retractor Cervical Tedan Phantom CS-1600 (\$2,899) presenta un amplio conjunto de instrumental organizado en un contenedor de esterilización resistente hecho a medida. Fabricado artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el inventario modular de cuchillas incluye 10 pares (20 en total) de cuchillas de retractor de borde romo de 30 mm a 75 mm, 6 pares (12 en total) de cuchillas de borde micro-romo de 35 mm a 60 mm, 8 cuchillas dentadas largas de 30 mm a 65 mm, y 1 par de cuchillas de paleta multidireccionales. El juego incluye 2 mangos ergonómicos de carga lateral con liberación por torsión, un medidor de profundidad codificado por colores, una broca de arranque de perforación manual por torsión, guías de perforación dobles e individuales, brocas de repuesto, 2 destornilladores de distracción, una herramienta de medición de calibre de precisión y un compactador de hueso protegido de 6 mm × 10 mm.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejos y marcadores de tamaño de cuchilla anodizados codificados por colores, Retractor Maker fabrica el Juego de Retractor Cervical Tedan Phantom CS-1600 para soportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a quirófanos de neurocirugía, centros de columna ortopédica y quirófanos de trauma quirúrgico en todo el mundo una precisión estructural excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest