



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Allport Mastoid Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Allport Mastoid Retractor

SKU RM-AMR-1

\$59 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Allport Mastoid Retractor	全長10.2 cm、4×4鋭爪	\$59
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$59

製品詳細

Allport Mastoid Retractorは、側頭骨の安定したハンズフリー露出を必要とする耳科および頭蓋底手術に不可欠な自己保持式手術用開創器です。鋭い噛み合わせの爪で耳後フラップと骨膜を保持することにより、手術スタッフの手を解放し、マイクロサージャリーにおける視界を妨げない術野を提供します。

限られた術野で精密なテンション調整ができるよう設計されたこのAllport Mastoid Retractorは、全長 10.2 cm (約4インチ)、4×4の鋭い爪のレイアウトを採用しています。統合されたメカニカルなサムスクリューハンドルにより、執刀医はブレードの拡張度をミリ単位で調整でき、繊細な骨膜組織の裂傷を防ぎながら、制御されたカウンター・トラクションをかけることが可能です。

反射防止のサテンマット仕上げを施した医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造されており、Retractor Makerは病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐え、耳鼻咽喉科および脳神経外科チームに信頼性の高い保持力と耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest