



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ротовой ретрактор Cronin

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ротовой ретрактор Cronin

SKU RM-CCR-ORAL-1

\$24 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Cronin Cheek Retractor	Общая длина 16 см, изогнутое лезвие шириной 19 mm	\$24
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$24

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ротовой ретрактор Cronin — это специализированный челюстно-лицевой хирургический инструмент, разработанный специально для безопасного, малотравматичного смещения щек, губ и слизистой оболочки щек во время интраоральных и реконструктивных операций на лице. Благодаря широкой изогнутой рабочей части этот инструмент позволяет хирургам поддерживать обширную механическую экспозицию, одновременно защищая мягкие ткани от вращающихся боров и осциллирующих костных пил.

Созданный для оптимизации доступа и обзора, данный ретрактор Cronin имеет общую длину 16 см (\$24). Его рабочая часть представляет собой расширенное лезвие шириной 19 mm, сконфигурированное для плавного управления и удержания значительных участков ткани без риска локального кровоподтека или ишемии слизистой. Контурный стержень удерживает руки ассистента на безопасном расстоянии от хирургического поля, а эргономичная рукоятка обеспечивает работу без усталости при длительных оральных манипуляциях.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит ретрактор Cronin с расчетом на многократные циклы больничной стерилизации. Это гарантирует стоматологическим и челюстно-лицевым центрам по всему миру превосходную коррозионную стойкость, непоколебимую жесткость конструкции и полную

долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest