



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Lâmina Tipo Cloward

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Lâmina Tipo Cloward

SKU RM-CSBR-1

\$84 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
13 × 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 × 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 × 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 × 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Lâmina Tipo Cloward é um afastador cirúrgico manual indispensável, desenvolvido especificamente para fornecer exposição segura e atraumática da coluna cervical anterior durante intervenções de disco e fusão. Projetado para afastar suavemente os músculos longus colli e deslocar lateralmente o esôfago e a bainha carotídea, este instrumento estabelece um corredor visual seguro para os espaços discais intervertebrais.

Construído para diferentes profundidades de pacientes, esta configuração do Afastador de Lâmina Tipo Cloward apresenta um comprimento total uniforme de 19 cm, combinado com quatro larguras de lâmina selecionáveis em uma profundidade fixa de 75 mm: 13 mm (\$84), 18 mm (\$89), 20 mm (\$94) e 23 mm (\$99). Os cirurgiões podem escolher entre uma configuração com lábio (With Lip), projetada para evitar o deslizamento muscular sobre a borda da lâmina, ou um design sem lábio (Without Lip) para inserção suave e de baixo perfil em planos de tecidos confinados. Seu cabo plano ergonômico proporciona uma alavancagem manual estável e livre de fadiga.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Lâmina Tipo Cloward seguindo

rigorosas tolerâncias clínicas, garantindo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para centros cirúrgicos hospitalares em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest