



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Hohmann Inverso

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador Hohmann Inverso

**SKU** RM-RHR-85-1

**\$69 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN           | SKU / DETALLES                                                                 | PRECIO (USD) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Reverse Hohmann Retractor | Longitud de 8 ½" (21.59 cm), hoja asimétrica de puntas romas, mango fenestrado | \$69         |
| Funda / Caja protectora   | Embalaje de tránsito individual                                                | \$69         |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Hohmann Inverso es un instrumento quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar un apalancamiento óseo fiable y desplazamiento de tejidos blandos en espacios articulares estrechos donde los separadores de palanca estándar obstruyen la visibilidad quirúrgica. Diseñado con una curvatura de hoja invertida, este separador permite a los cirujanos hacer palanca en las corticales femorales o tibiales de forma limpia, alejando los planos musculares pesados de la cápsula articular sin riesgo de laceración del tejido blando.

Construido para soportar la esterilización de alta frecuencia y el procesamiento en autoclave, proporcionando una excelente resistencia a la corrosión, esta configuración específica del Separador Hohmann Inverso presenta una longitud total de la herramienta de 8 ½ pulgadas (21.59 cm, \$69). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de su punta de trabajo incorpora una hoja asimétrica en ángulo recto terminada con puntas romas suaves que acunan los bordes óseos de forma segura sin perforar el periostio. El conjunto del mango presenta una estructura de agarre fenestrada integrada en un chasis de un solo extremo que reduce el peso de la herramienta al tiempo que maximiza el control manual.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Hohmann Inverso para resistir un par ortopédico inmenso y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía de trauma y reconstrucción articular en todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional,

resistencia a la corrosión y una durabilidad clínica total.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest