



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Tırmık Parmak Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tırmık Parmak Ekartörü

SKU RM-RFR-153-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
1 Dişli (Tek Çengel) — Künt veya Keskin uçlu	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 Dişli — Künt veya Keskin uçlu	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 Dişli — Künt veya Keskin uçlu	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 Dişli — Künt veya Keskin uçlu	RM-RFR-153-1-4	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Tırmık Parmak Ekartörü, el, plastik ve küçük genel cerrahi prosedürleri sırasında hassas, kaymayan deri flebi elevasyonu ve yumuşak doku retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış özelleşmiş bir el tipi cerrahi tırmık ekartördür. Birden fazla kavisli tırmık ucuyla tasarlanan bu alet, cerrahların hassas doku sınırlarına zarar vermeden veya kaymadan kutanöz ve subkutan kenarları güvenli bir şekilde kavramasına olanak tanır.

Hassas manuel kontrol için üretilen bu Tırmık Parmak Ekartörü, kısıtlı operasyon alanlarında asistanlara olağanüstü dokunsal geri bildirim ve manevra kabiliyeti sağlayan 15.3 cm'lik tek tip toplam gövde uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, dört uç sayısı konfigürasyonunda yüksek düzeyde özelleştirilebilir: 1 uç (\$29), 2 uç (\$34), 3 uç (\$39) veya 4 uçlu tırmık stilleri (\$44). Cerrahlar iki uç profilinden birini seçebilir: Travmayı minimize ederek güvenli yumuşak doku manipülasyonu için tasarlanmış Künt uçlar veya daha sert doku katmanlarında sağlam, kaymasız bir tutuş sağlamak için tasarlanmış Keskin uçlar. Ergonomik düz sap, karmaşık diseksiyonlar boyunca yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Tırmık Parmak Ekartörü'nü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki plastik, el ve genel cerrahi kliniklerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam klinik dayanıklılık sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest