



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Trochanter-Major-Hebel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Trochanter-Major-Hebel

SKU RM-GTR-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Greater Trochanteric Retractor	14.875" (37.8 cm) Länge, 25 mm Breite x 1.5" tiefes Blatt — 1	\$49
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung — 1	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Trochanter-Major-Hebel ist ein robuster orthopädischer Wundhaken, der speziell für die zuverlässige Knochenhebelwirkung und Weichteilverdrängung am proximalen Femur und Hüftgelenk während der totalen Hüftendoprothetik entwickelt wurde. Das Instrument ist so konzipiert, dass es über den lateralen Trochanterkamm greift und es den Operationsassistenten ermöglicht, den M. gluteus medius, minimus und vastus lateralis vom Operationsfeld weg zu halten, ohne Sehnenansätze zu verletzen.

Diese Konfiguration des Trochanter-Major-Hebels wurde für die gezielte Exposition des Bereichs um den Trochanter major entwickelt und verfügt über eine verlängerte Gesamtlänge von 14.875 Zoll (37.8 cm, \$49), wodurch die Hände des Assistenten weit außerhalb des Operationskorridors bleiben. Das Arbeitsende umfasst ein 25 mm breites Blattprofil mit einer Blatattiefe von 1.5 Zoll (3.8 cm), das speziell so konturiert ist, dass es sicher und ohne Abrutschen an den Rändern des Trochanterknochens ansetzt. Sein ergonomisch geformter Griff maximiert die Griffkontrolle und minimiert die Handermüdung bei langwierigen Gelenkrekonstruktionen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexfreier Satin-Matt-Oberfläche, fertigt Retractor Maker den Trochanter-Major-Hebel so, dass er hohen orthopädischen Drehmomenten und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er Teams in der Hüftendoprothetik und Traumarekonstruktion weltweit eine unnachgiebige klinische Haltbarkeit und Leistung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest