



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Fischl Ayakkabı Çekeceği Formlu Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fischl Ayakkabı Çekeceği Formlu Ekartör

SKU RM-FSHR-16-1

\$24 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Fischl Shoe Horn Retractor	16 cm toplam uzunluk, kavisli ayakkabı çekeceği formlu spatül uç	\$24
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$24

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Fischl Shoe Horn Retractor, plastik, genel ve rekonstrüktif prosedürlerde pürüzsüz, atravmatik yumuşak doku deplasmanı ve doku düzlemi ayrımı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir el tipi cerrahi alettir. Ultra pürüzsüz, konturlu ayakkabı çekeceği formlu spatül ucuyla tasarlanan bu alet, cerrahların implantları yönlendirmesine, hassas deri fleplerini kaldırmasına ve sürtünme travmasına veya kenar ezilmelerine neden olmadan yara kenarlarını ekarte etmesine olanak tanır.

Çok yönlü klinik kullanım için üretilen bu Fischl Shoe Horn Retractor konfigürasyonu, 16 cm (\$24) toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma ucu, dar cerrahi tünellere zahmetsizce kayan, fokal basınç nekrozunu önleyen geniş yüzeyli karşı traksiyon sağlayan hafif oyuklu, kavisli bir profile sahiptir. Ergonomik düz sap, olağanüstü manuel dokunsal geri bildirim sunarak ameliyat asistanlarının uzun süreli diseksiyonlar boyunca stabil doku defleksiyonu sağlamasına olanak tanır.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Fischl Shoe Horn Retractor ürününü dünya çapındaki hastane ameliyathaneleri ve kozmetik cerrahi klinikleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunan katı klinik standartlarda üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest