



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Desai

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Desai

SKU RM-DSRR-1

\$129 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Autoestático Desai	Comprimento de 7.25" (18.41 cm), lâminas de alça aberta a 90°, trava de cremalheira	\$129
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$129

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Desai é um retrator cirúrgico inovador projetado especificamente para fornecer exposição do campo operatório com as mãos livres, permitindo o acesso direto à instrumentação através de sua estrutura de lâmina exclusiva. Projetado com uma lâmina aberta de alça dupla avançada dobrada em um ângulo de 90 graus, este afastador elimina pontos cegos visuais e permite que os cirurgiões realizem disseções, suturas e manipulem tecidos localizados diretamente dentro da abertura da lâmina.

Construído para afastamento estável em cavidades profundas, este modelo do Afastador Autoestático Desai apresenta um alcance total de 7.25 inches (18.41 cm, \$129). Seu chassi autoestático incorpora uma trava de cremalheira mecânica de múltiplas posições que mantém uma contra-tração constante e estável nas bordas da ferida, eliminando a fadiga manual do assistente. O perímetro liso, semelhante a um fio, das lâminas abertas evita traumas por esmagamento focal em paredes viscerais delicadas e na musculatura pélvica durante procedimentos cirúrgicos prolongados.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Desai para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando às equipes cirúrgicas gerais, urológicas e ginecológicas alta resistência à corrosão, estabilidade estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest