



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur d'épine nasale Sailer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur d'épine nasale Sailer

SKU RM-SNSR-49-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur d'épine nasale Sailer	Écarteur manuel avec lame entaillée pour épine nasale, manche plat	\$49
Gaine / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur d'épine nasale Sailer est un instrument de rétraction orthognathique et de reconstruction faciale indispensable, conçu spécifiquement pour assurer une élévation sûre et antidérapante des tissus mous et une stabilisation osseuse au niveau de l'épine nasale antérieure lors des ostéotomies de Le Fort I. Doté d'une lame en selle anatomique entaillée, cet instrument chevauche proprement l'épine nasale antérieure, écartant la lèvre supérieure et la columelle en toute sécurité des scies à os alternatives.

Conçue pour garantir un contrôle intra-oral exceptionnel, cette configuration spécifique de l'écarteur d'épine nasale Sailer (\$49) offre aux équipes chirurgicales une stabilité infaillible dans les couloirs restreints du milieu de la face. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'extrémité de sa lame bifurquée s'appuie fermement sur le cortex de l'épine nasale, empêchant tout déplacement accidentel de l'instrument tout en protégeant le septum nasal cartilagineux des traumatismes. Le manche plat ergonomique permet aux assistants opératoires de maintenir un levier manuel stable tout au long des coupes osseuses prolongées.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur d'épine nasale Sailer pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète en autoclave pour les blocs opératoires de chirurgie orale, maxillofaciale et plastique faciale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest