



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Miskimon Cerebellar Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Miskimon Cerebellar Retractor

SKU RM-MCR-19-1

\$139 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Miskimon Cerebellar Retractor	Abmessungen / Details: 19 cm Gesamtlänge, 7×7 nach außen gebogene scharfe Zähne, Ratschensperre · Enthaltene Menge: 1	\$139
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$139

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Miskimon Cerebellar Retractor ist ein spezialisiertes, selbsthaltendes neurochirurgisches Instrument, das speziell für die zuverlässige, freihändige Retraktion von Kopfhaut und Muskulatur bei subokzipitalen Kraniotomien und Eingriffen an der hinteren Schädelgrube entwickelt wurde. Mit seinen robusten, gebogenen Armen verankert sich dieser Retractor fest in der dicken Nackenmuskulatur und den Galearändern, wodurch ein weites, statisches Operationsfeld über dem Hinterhauptbein und den Kleinhirnhemisphären geschaffen wird.

In dieser spezifischen mechanischen Konfiguration weist der Miskimon Cerebellar Retractor eine Gesamtlänge von 19 cm (\$139) auf, die optimal auf das Management spezialisierter Wundränder abgestimmt ist. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügen die Arbeitsenden über eine Anordnung von 7×7 nach außen gebogenen, scharfen Zähnen. Diese sind so konzipiert, dass sie die dichte okzipitale Faszia sicher greifen, ohne bei starkem Gegenzug abzurutschen. Der Ringgriff ist mit einer verstellbaren Ratschensperre integriert, die die Spannung zuverlässig hält und so die Ermüdung der Hände des Assistenten bei umfangreichen neurochirurgischen Resektionen eliminiert.

Retractor Maker fertigt den Miskimon Cerebellar Retractor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Dies bietet neurochirurgischen OP-Abteilungen und

Wirbelsäulenzentren weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest