



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Anderson Bear Claw Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Anderson Bear Claw Retraktor

SKU RM-ABCR-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
3 spitze Krallen, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 scharfe Krallen, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Anderson Bear Claw Retraktor ist ein spezialisiertes chirurgisches Instrument für die plastische Chirurgie, das entwickelt wurde, um einen außergewöhnlichen Griff und eine gleichmäßige Traktion auf kutanen und subkutanen Gewebelappen zu gewährleisten. Ausgestattet mit markant gebogenen, scharfen Krallenzinken, ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen, fibröse Gewebeebenen sicher zu fassen, ohne empfindliche Hautränder zu traumatisieren.

Optimiert für filigrane Gesichtsverjüngungen und rekonstruktive Eingriffe, verfügt dieses Anderson Bear Claw Retraktormodell über eine kompakte Gesamtlänge von 4 ¾ Zoll (12.1 cm). Es ist in zwei spezialisierten Krallenvarianten erhältlich: eine schmale 3-zinkige scharfe Ausführung (\$49) für den gezielten digitalen oder periorbitalen Zugang und eine breitere 5-zinkige scharfe Ausführung (\$59), die darauf ausgelegt ist, die Retraktionskraft gleichmäßig über größere Hautlappen zu verteilen. Sein ergonomisch konturierter Griff verfügt über eine breite Daumenauflage, um eine rutschfeste manuelle Kontrolle zu gewährleisten.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien, satinierten Matt-Finish, liefert Retractor Maker den Anderson Bear Claw Retraktor unsteril und voll autoklavierbar in einer Schutzverpackung. Er bietet hohe taktile Sensitivität und vollständige Korrosionsbeständigkeit für plastische und ästhetische Chirurgieabteilungen weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest