



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Antral McCabe

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Antral McCabe

SKU RM-MAR-658-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Estándar — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Antral McCabe es un retractor quirúrgico de otorrinolaringología indispensable, diseñado específicamente para proporcionar una retracción segura y manos libres de los tejidos blandos y la mejilla durante la cirugía del seno maxilar y las intervenciones de Caldwell-Luc. Diseñado con vástagos curvos especializados, este instrumento eleva los tejidos labiales y de las mejillas limpiamente lejos de la fosa canina, estableciendo un corredor quirúrgico despejado hacia el antro maxilar.

Construido para un control estructural absoluto, esta configuración del Separador Antral McCabe presenta una longitud total de 6 5/8 pulgadas (16.83 cm, \$99). Fabricado artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento incorpora vástagos curvos integrados con una disposición de tracción centralizada de 2 valvas que mantiene los márgenes mucosos firmemente bajo tensión mecánica continua. El conjunto del mango cuenta con un agarre de anillos para los dedos emparejado con un cierre de cremallera multiposición integrado que elimina la fatiga manual del asistente durante exploraciones antrales prolongadas.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Antral McCabe para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas de ORL, clínicas maxilofaciales y quirófanos de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, estabilidad mecánica y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest