



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de cabeza humeral

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de cabeza humeral

SKU RM-HHR-ORTHO-1

\$84 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
8 ¾" (22.23 cm) — Vástago curvo, hoja anular angulada	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Vástago curvo, hoja anular angulada	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — Vástago curvo, hoja de anillo angulada	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Vástago curvo, hoja anular angulada	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de cabeza humeral es un instrumento quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar un brazo de palanca óseo fiable y el desplazamiento de tejidos blandos durante la artroplastia de hombro total y reversa. Diseñado con un vástago anatómicamente curvo y un perfil de hoja anular angulada, este separador sujeta firmemente el húmero proximal, haciendo palanca posteriormente para alejarlo del borde glenoideo sin deslizarse hacia las zonas neurovasculares circundantes.

Fabricada para una adaptabilidad procedimental completa en pacientes de diversos tamaños, la serie de Separador de cabeza humeral se ofrece en cuatro longitudes totales seleccionables: 8 ¾ pulgadas (\$84), 9 pulgadas (\$89), 10 pulgadas (\$94) y una versión extendida de 11 pulgadas (\$99) para corredores musculares profundos o pacientes bariátricos. Los bordes contorneados de su hoja distribuyen la tracción de la palanca de manera uniforme a través del hueso cortical, mientras que el mango de alta resistencia proporciona a los ayudantes quirúrgicos una potencia de tracción manual sostenida, reduciendo la fatiga de la mano durante el fresado glenoideo prolongado y la colocación de componentes.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico superior con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador de cabeza humeral para soportar el inmenso torque ortopédico y los repetidos ciclos de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos de reconstrucción de hombro y medicina deportiva en todo el mundo una durabilidad clínica inquebrantable, resistencia a la corrosión y precisión quirúrgica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest