



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Roux - Ponta Dupla

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Roux - Ponta Dupla

SKU RM-RRDE-14-1

\$54 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Lâmina Pequena — 19 mm wide x 25 mm long	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Lâmina Média — 22 mm wide x 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Lâmina Grande — 25 mm de largura x 41 mm de comprimento	RM-RRDE-14-1-3	\$64
Upgrade de Conjunto de Três — Pequeno, Médio e Grande Combinados	RM-RRDE-14-1-4	\$94

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Roux - Ponta Dupla é um afastador cirúrgico manual versátil, desenvolvido especificamente para fornecer deslocamento confiável e não traumático de tecidos moles e exposição de bordas de feridas durante procedimentos gerais, ortopédicos e plásticos. Projetado com uma arquitetura de lâmina dupla anatômica curva em C, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas transitem sem esforço entre a elevação de retalhos cutâneos superficiais e a retração muscular mais profunda sem a necessidade de trocar de instrumento.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave, oferecendo garantia vitalícia contra oxidação, a série Afastador Roux - Ponta Dupla está disponível em três comprimentos totais: 14 cm (\$54), 15 cm (\$59) e 17 cm (\$64). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento apresenta uma variação de profundidade de garra de 20 mm a 36 mm e largura de garra de 15 mm a 20 mm. Os cirurgiões podem solicitar tamanhos individuais — Pequeno (19 x 25 mm), Médio (22 x 41 mm) ou Grande (25 x 41 mm) — ou optar pelo Jogo de Três Peças (\$94), que combina todos os três modelos para máxima flexibilidade no centro cirúrgico.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Roux - Ponta Dupla para manter estabilidade mecânica excepcional sob contra-tração sustentada, oferecendo resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade completa em autoclave para centros cirúrgicos hospitalares e unidades de trauma em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest