



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Iron Intern Hydra Double Arm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Iron Intern Hydra Double Arm

SKU RM-IIHDA-SERIES-1

\$1,699 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
22" Standard Hydra Model	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-3-1	\$1,999

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Iron Intern Hydra Double Arm est un système de rétracteur chirurgical monté sur table, double-articulé et avancé, conçu spécifiquement pour fournir une rétraction viscérale bilatérale complète et une exposition large de la paroi abdominale multi-quadrant lors de chirurgies générales majeures, bariatriques et de transplantation. Conçu avec deux bras articulés entièrement indépendants rayonnant à partir d'un joug central monté sur table, ce système permet aux équipes chirurgicales de rétracter simultanément les marges opposées de la plaie et de séparer les organes internes, éliminant ainsi le besoin de plusieurs assistants manuels.

Construite selon les spécifications cliniques, cette série Iron Intern Hydra Double Arm propose des configurations opérationnelles à forte charge sur deux longueurs d'atteinte principales. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les options incluent une configuration Standard de 22 pouces (56 cm) (1 699 \$) pour la laparoscopie ouverte adulte et la chirurgie générale de routine ; une configuration Jumbo Heavy Duty de 22 pouces (1 799 \$) pour les procédures bariatriques à forte charge et les dispositions pelviennes denses ; et une configuration Jumbo Heavy Duty étendue de 26 pouces (66 cm) (1 999 \$) conçue pour les transplantations multi-quadrants complexes, l'oncologie étendue et les conditions d'exposition extrêmes. Chaque bras intègre des mécanismes de verrouillage multi-directionnels indépendants pour fixer rigidement les lames de rétracteur dans n'importe quel vecteur anatomique.

Forgé avec une finition mate satinée anti-reflet, Retractor Maker fabrique l'Iron Intern Hydra Double Arm pour résister à une forte contre-traction chirurgicale et à des cycles répétés d'autoclavage hospitalier, fournissant aux salles d'opération de transplantation, aux centres de chirurgie bariatrique et aux suites de traumatologie du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest