



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Helms Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Helms Retractor

SKU RM-HLR-11-1

\$109 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Helms Retractor	全長11 cm、2本鈍爪、スクリューロック式	\$109
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$109

製品詳細

Helms Retractorは、狭い術腔において安全で非外傷的な軟部組織の分離を行うために設計された、マイクロサージャリー用の自己保持式開創器です。狭小な術野での高い精度を重視して設計されており、耳部、頭皮、顔面などの繊細な手術において、近接するマイクロ器具の操作を妨げることなく、クリアな術野視認性を維持することができます。

省スペースな形状で構築されたこのHelms Retractorモデルは、全長11 cmで、閉鎖的な術域内での最大限の操作性を実現しています。先端部には2つの滑らかな非外傷性爪を採用し、脆弱な皮膚端や軟骨に対して局所的な圧迫壊死を防ぎながら、愛護的かつ強固に組織を把握します。薄型のスクリューロック機構により、長時間の微細剥離中でも設定した張力を確実に維持し、微細な調整が可能です。

Retractor Makerは、光の反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアムな医療用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうるよう製造しています。世界中の耳鼻咽喉科、脳神経外科、形成外科において、優れた機械的安定性、耐食性、および完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest