



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Yancoskie Coronal Lift Retractor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Петрактор Yancoskie Coronal Lift Retractor

**SKU** RM-YCLR-9IN-1

**\$119 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ                           | SKU / ДЕТАЛИ                                                     | ЦЕНА (USD) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Петрактор Yancoskie Coronal Lift Retractor | Общая длина 9" (22.9 cm), ширина граблей 150 mm, 6 острых зубцов | \$119      |
| Защитный чехол / Коробка                   | Индивидуальная транспортная упаковка                             | \$119      |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Петрактор Yancoskie Coronal Lift Retractor — это специализированный инструмент для челюстно-лицевой и эстетической хирургии, разработанный специально для безопасной и обширной элевации лоскутов скальпа во время коронарного лифтинга бровей, субгалеального омоложения лба и фронто-орбитальных реконструкций. Благодаря сверхширокой рабочей части в форме граблей, этот инструмент позволяет хирургам прикладывать равномерную ручную контртракцию по всему своду черепа, чисто приподнимая лоскут скальпа и защищая хрупкие надглазничные и надблоковые сосудисто-нервные пучки от травм сдавления.

Конфигурация Yancoskie Coronal Lift Retractor длиной 9 inches (22.9 cm, \$119) рассчитана на высокочастотные циклы автоклавирувания без потери структурных свойств. Инструмент изготовлен вручную из премиальной немецкой нержавеющей стали операционного класса для обеспечения высочайшей коррозионной стойкости; ширина активной рабочей зоны составляет 150 mm. Архитектура зубцов представляет собой одностороннюю конструкцию с 6 острыми противовесными зубцами, расположенными под специальным углом для надежной фиксации плотной ткани галеа без соскальзывания или прокола кожной поверхности. Удлиненная рукоятка обеспечивает ассистенту удобный рычаг без утомления рук.

Retractor Maker производит ретрактор Yancoskie Coronal Lift Retractor с антибликовым сатинированным матовым покрытием в соответствии со строгими клиническими стандартами для работы под интенсивным хирургическим освещением, обеспечивая клиникам эстетической хирургии и отделениям черепно-лицевой реконструкции по всему миру исключительную долговечность, коррозионную стойкость и полную надежность при автоклавировании.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest