



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

僧帽弁開胸器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



僧帽弁開胸器

SKU RM-MVR-1

\$899 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	メインブラケット	開胸器システムの主要な構造支持コンポーネント
1	Cooley胸骨開胸器	胸骨牽引用コンポーネント
1	サイドアーマーバー	追加の構造的支持とポジショニングを提供
3	ユニバーサルクランプ	システム内の互換性のあるコンポーネントを接続し固定
1	三尖弁用ブレード	心臓外科的術野展開のためのブレードオプション
1	大型レトラクターブレード	組織牽引のための大型ブレードオプション
3	小型レトラクターブレード	組織牽引のための小型ブレードオプション
1	滅菌ボックス	保管および再処理中にセット全体を整理し保護

製品詳細

僧帽弁開胸器は、弁形成術において左心房および心腔内解剖の明瞭かつ安定した術野を確保するために設計された、特殊な心臓外科用開胸器システムです。Cooley胸骨開胸器または胸骨切開フレームワークに直接統合することで、心房組織を挙上・隔離し、心臓外科医に弁輪の遮るもののない視野を提供します。

術中のあらゆるポジショニングに対応するように構成されたこの僧帽弁開胸器システムは、堅牢なCooley胸骨開胸器、主要な構造支持ブラケット、調整可能なサイドアーマーバー、および3つのユニバーサル取り付けクランプを組み合わせています。ブレードセットには、専用の三尖弁用ブレード、大型レトラクターブレード1枚、および組織の損傷を防ぎながら心房縁や心房中隔組織を穏やかに牽引するように設計された小型レトラクターブレード3枚が含まれています。

反射防止サテン仕上げのサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、Retractor Makerは、整理された頑丈な滅菌ボックスに収められた未滅菌かつ完全オートクレーブ対応の僧帽弁開胸器フルセットを提供し、人工心肺下の手順において病院に一貫した品質と信頼性の高いパフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest