



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Biegsamer Nacken-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Biegsamer Nacken-Retraktor

SKU RM-FNR-1

\$29 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
2-Zinken-Ausführung — Spitze oder stumpfe Enden	RM-FNR-1-1	\$29
3-Zinken-Konfiguration — Spitze oder stumpfe Enden	RM-FNR-1-2	\$34
4-Zinken-Setup — Spitze oder stumpfe Enden	RM-FNR-1-3	\$39

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Biegsame Nacken-Retraktor ist ein adaptierbares chirurgisches Handinstrument, das speziell für die maßgeschneiderte Weichteilexposition und Wundrandretraktion bei komplexen zervikalen und fazialen Konturen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem halbbiegsamen Halssegment, ermöglicht dieses Instrument Chirurgen und Assistenten, den Schaft intraoperativ zu biegen und zu konturieren, um Sichtbehinderungen zu umgehen und eine Überfüllung mit chirurgischen Instrumenten in engen Korridoren zu vermeiden.

Der für verschiedene anatomische Zonen konzipierte Biegsame Nacken-Retraktor verfügt über eine standardisierte Gesamtlänge von 16 cm, die eine ausgewogene manuelle Kontrolle und ein verfeinertes taktiles Feedback liefert. Das Instrument wird in drei wählbaren Zinkenkonfigurationen gefertigt: als 2-Zinken-Modell (\$29), als 3-Zinken-Modell (\$34) und als breites 4-Zinken-Modell (\$39). Jede Zinkendichte ist entweder mit scharfen Spitzen für einen sicheren Halt an dichten Faszien-schichten oder mit stumpfen Spitzen zum sicheren Schutz neurovaskulärer Strukturen und empfindlicher Hautränder erhältlich.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien, satinierten Mattierung, fertigt Retractor Maker den Biegsamen Nacken-Retraktor so, dass er wiederholtem Biegen und standardmäßigen Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er HNO-,

Plastik- und Allgemeinchirurgieteams weltweit außergewöhnliche Vielseitigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Haltbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest