



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Morris Retractor Single-Ended

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Morris Retractor Single-Ended

SKU RM-MRSE-23-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Morris Retractor Single-Ended	230 mm (23 cm) toplam uzunluk, L-şekilli sert bıçak, pencereci sap	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Morris Retractor Single-Ended, büyük abdominal, pelvik ve torasik prosedürler sırasında geniş, atravmatik yumuşak doku yer deęiřtirmesi ve kas retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış temel bir genel cerrahi ekartördür. Derin dik açılı bıçakla tasarlanan bu alet, cerrahi ekiplerin ağır kas tabakalarını, yağ dokusunu ve iç organları operasyon koridorundan temiz bir şekilde uzak tutmasına olanak tanır.

Daha derin erişim ve yüksek mekanik kaldırma için üretilen bu Morris Retractor Single-Ended konfigürasyonu, 230 mm (23 cm, \$49) toplam alet uzunluęuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çelięinden el işçilięiyle üretilen bıçak geometrisi, parankimal organ travmasını önleyen yuvarlatılmış tutucu kenarlara sahip tek uçlu, dik açılı L-şekilli sert bıçak konfigürasyonuna sahiptir. Sap tertibatı, alet ağırlıęını azaltan ve çok saatlik prosedürler sırasında kaymayan manuel kontrol saęlayan, tek uçlu bir şasiye entegre edilmiş pencereci bir kavrama çerçevesine sahiptir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde Morris Retractor Single-Ended'ı üretir; dünya çapındaki genel ve jinekolojik cerrahi merkezleri için olaęanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest