



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Adaptador Mayfield Ajustable

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Adaptador Mayfield Ajustable

SKU RM-AMA-1

\$1,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Adaptador Mayfield Ajustable	Proporciona una plataforma de montaje segura para sistemas de fijación craneal tipo Mayfield en mesas quirúrgicas sin orificios receptores integrados
2	Soportes finales ajustables	Aseguran el adaptador a los rieles laterales de la mesa de operaciones y se adaptan a diferentes anchos de mesa
Múltiples	Orificios de montaje	Permiten el ajuste lateral y el posicionamiento flexible de la unidad base del cabezal

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Adaptador Mayfield Ajustable es un puente de montaje esencial para mesas quirúrgicas, diseñado para permitir la fijación craneal rígida en mesas de operaciones que no cuentan con orificios de recepción para cabezales integrados. Al establecer una conexión mecánica ultra segura a través de los rieles laterales de accesorios de la mesa, este adaptador garantiza que los marcos de fijación craneal mantengan una rigidez absoluta sin holguras ni deslizamientos.

Equipado con soportes finales telescópicos de ajuste rápido, el Adaptador Mayfield Ajustable cubre anchos de mesa desde 21.375 pulgadas hasta 24.5 pulgadas (54.3 cm a 62.2 cm) con abrazaderas de bloqueo positivo para rieles laterales. Su plataforma transversal incorpora múltiples orificios de montaje perforados con precisión, lo que permite al equipo quirúrgico ajustar la unidad base del cabezal lateralmente para acomodar el posicionamiento descentrado del paciente, configuraciones en posición de banco de parque o alineaciones en decúbito lateral.

Mecanizado mediante CNC a partir de aleaciones de aluminio y metales de alta resistencia de grado aeroespacial con protección anodizada de capa dura, Retractor Maker suministra el Adaptador Mayfield Ajustable no estéril y totalmente autoclavable dentro de una caja protectora de grado de exportación con insertos de espuma de alta densidad a medida.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest