



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de genou Ranawat

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur de genou Ranawat

SKU RM-RKR-95-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de genou Ranawat	Longueur 9 ½" (24.13 cm), lame 17 × 34 mm à 90° (émoussée ou tranchante)	\$79
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de genou Ranawat est un instrument chirurgical orthopédique spécialisé, conçu spécifiquement pour offrir un levier osseux fiable et un déplacement des tissus mous pendant l'arthroplastie totale du genou (PTG) et les reconstructions complexes du genou. Conçu pour se placer derrière le plateau tibial et les ligaments collatéraux, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de maintenir les structures capsulaires et ligamentaires lourdes à l'écart des scies à os oscillantes et des alésoirs.

Construit avec un châssis hautement durable et résistant à la corrosion, cette configuration de l'écarteur de genou Ranawat présente une longueur totale d'outil de 9 ½ inches (24.13 cm, \$79). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les dimensions de son extrémité de travail mesurent 17 mm de large × 34 mm de long. La géométrie du profil de la pointe intègre une extrémité de travail coudée à 90 degrés disponible en deux typologies distinctes sélectionnables dans le menu des options : une pointe émoussée (Blunt) conçue pour une rétraction douce et atraumatique des tissus mous sensibles au plan vasculaire, ou une pointe tranchante (Sharp) conçue pour offrir une prise hautement sécurisée et antidérapante sur les structures ligamentaires résistantes et l'os cortical. La poignée robuste offre un levier manuel sans fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de genou Ranawat pour résister à des couples orthopédiques élevés et à des cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant aux centres d'arthroplastie du genou et aux blocs opératoires de traumatologie orthopédique du monde entier une stabilité

mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest