



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Helms Wundsperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Helms Wundsperrer

SKU RM-HLR-11-1

\$109 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Helms Retractor	11 cm Gesamtlänge, 2 glatte stumpfe Valven, Schraubsperr	\$109
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$109

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Helms Retractor ist ein spezialisiertes mikrochirurgisches, selbsthaltendes Instrument, das speziell für die sichere, atraumatische Trennung von Weichgewebe in schmalen Operationskorridoren konzipiert wurde. Dieser Spreizer ermöglicht eine präzise Visualisierung bei diffizilen Eingriffen an Ohr, Kopfhaut und Gesicht, ohne benachbarte Mikroinstrumente zu behindern.

Mit seinem platzsparenden Profil bietet dieses Helms Retractor Modell eine Gesamtlänge von 11 cm (\$109), die auf maximale chirurgische Kontrolle in begrenzten Arbeitsbereichen zugeschnitten ist. Das Arbeitsende verfügt über 2 glatte, atraumatische Valven, die für einen sanften und dennoch festen Gewebegriff sorgen und fokale Drucknekrosen an empfindlichen Hauträndern und Knorpeln verhindern. Die flache Rändelschraube ermöglicht eine mikro-inkrementelle Spannungseinstellung, die auch bei langwierigen Mikrodisektionen sicher hält.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Helms Retractor für die wiederholte Aufbereitung im Autoklaven. Er bietet Abteilungen für HNO, Neurochirurgie und plastische Chirurgie weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest