



製品パンフレット

Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines

Donald Cameron



Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor

SKU RM-CNRW-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Cerkes / Gruber Weighted Columella Retractor	較正済み球形ウェイト付き輪郭形成フックブレード	\$79
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$79

製品詳細

Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractorは、オープン法鼻形成術において、鼻柱および尾側鼻中隔の安定したハンズフリー展開を確立するために設計された革新的な美容外科用開創器です。解剖学的な特殊フックブレードと較正されたカウンターウェイトを組み合わせることで、重力による張力を利用して組織を一定に保持し、助手の疲労や術野の遮蔽を解消します。

臨床ワークフローを円滑にするよう設計された本システムは、鼻底部に確実にかかり、皮膚の血管分布を損なったり圧迫したりすることのない精密加工された鼻柱用フックを備えています。吊り下げられた球形ウェイトが緩やかで持続的な下方へのカウンター・トラクションを加え、下鼻翼軟骨と鼻中隔角の静止した広い視野を維持することで、執刀医が両手を使って移植軟骨の形成や縫合を行うことを可能にします。

反射を抑えたサテンマット仕上げプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造されており、Retractor Makerは、厳格な臨床基準に従って本製品を製造しています。美容クリニックや耳鼻咽喉科病院にとって、日常的な手術に使用できる完全オートクレーブ対応の不可欠な器具です。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest