



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Cooley Sternotomi Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cooley Sternotomi Ekartörü

SKU RM-CSTR-PED-1

\$359 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Yenidoğan Profili — 85.0 mm x 55.0 mm x 16.0 mm x 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Pediyatrik Profil — 115.0 mm x 80.0 mm x 30.0 mm x 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Cooley Sternotomi Ekartörü, yenidoğanlarda ve küçük çocuklarda nazik, kontrollü sternal retraksiyon sağlamak için özel olarak tasarlanmış, hassas mühendislik ürünü bir pediyatrik kardiyotorasik cerrahi alettir. Küçük torasik boyutlara uyum sağlayacak şekilde ölçeklendirilen bu ekartör, fragil bebek kemikleri üzerinde aşırı fokal tork oluşmasını önlerken kalp odacıklarına geniş ve stabil bir operatif pencere açar.

Mikro-mekanik hassasiyet için üretilen bu Cooley Sternotomi Ekartörü serisi, iki özel klinik profilde sunulmaktadır: Yenidoğan Profili (85.0 x 55.0 x 16.0 x 14.0 mm, \$359) ve Pediyatrik Profil (115.0 x 80.0 x 30.0 x 15.0 mm, \$369). İnce kalibre edilmiş dişli çark düzeneği, milimetrik yayılma kontrolü sağlayarak cerrahların kostokondral kırıklara neden olmadan konjenital kardiyak onarımlar için yeterli görselleştirme elde etmesini sağlar. Kavisli ve parlatılmış bıçak kenarları, sternal kenarlara kaymadan pürüzsüzce oturur.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilen Retractor Maker üretimi Cooley Sternotomi Ekartörü, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki pediyatrik kardiyak ve konjenital kalp merkezlerine yüksek korozyon direnci, sarsılmaz güvenilirlik ve klinik uzun ömür sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest