



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Sailer Nasal Spine Retractor (前鼻棘鉤)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sailer Nasal Spine Retractor (前鼻棘鉤)

SKU RM-SNSR-49-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Sailer Nasal Spine Retractor	切欠き付き鼻棘ブレードとフラットハンドルを備えた手持ち式レトラクター	\$49
保護スリーブ / ボックス	個別配送用パッケージ	\$49

製品詳細

Sailer Nasal Spine Retractorは、ル・フォール I型骨切り術の際に前鼻棘で軟組織を滑ることなく安全に牽引し、骨を安定させるために設計された、顎矯正および顔面再建手術に不可欠なレトラクターです。解剖学的な切欠きを持つサドル型ブレードにより、前鼻棘を的確に跨ぎ、上唇と鼻中隔基部を往復鋸（ボーンソー）から遠ざけて安全に保護します。

口腔内での卓越した操作性を確保するために構築されたこの専用のSailer Nasal Spine Retractor（\$49）は、狭い中顔面の術野において手術チームに揺るぎない安定性を提供します。最高級の術室グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、優れた強度と耐食性を誇ります。二股のブレード先端が鼻棘皮質にしっかりと着座することで、器具の不意の脱落を防ぎ、軟骨性の鼻中隔を外傷から守ります。人間工学に基づいたフラットハンドルにより、長時間の骨切り操作中も助手が安定した手動のテコ操作を維持できます。

反射防止のサテンマット仕上げを施したRetractor MakerのSailer Nasal Spine Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうるよう製造されており、世界中の口腔外科、顎顔面外科、顔面形成外科において、高い耐食性、強固な構造的剛性、そして完全な耐久性を発揮します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest