



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Lahey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Lahey

SKU RM-LR-HH-1

\$39 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
18 cm (aprox. 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (aprox. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Lahey es un instrumento quirúrgico manual reconocido internacionalmente, diseñado para proporcionar una exposición atraumática de tejidos blandos en procedimientos delicados de cuello y endocrinos. Con una punta de trabajo delgada en ángulo recto, este instrumento permite a los cirujanos elevar suavemente los músculos infrahioideos, la fascia y los bordes cutáneos sin obstruir el acceso visual a las estructuras neurovasculares subyacentes.

Optimizado para disecciones cervicales de precisión, el separador Lahey está disponible en dos longitudes de trabajo distintas: 18 cm (\$39) y 20.3 cm (\$49). El retractor cuenta con configuraciones de hoja seleccionables, incluyendo una hoja estrecha de 5 mm y una hoja en ángulo recto de 15 mm x 3 mm, lo que proporciona una capacidad de sujeción dirigida con un mango plano ergonómico que garantiza un control cómodo y sin fatiga para los asistentes quirúrgicos.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico no magnético con un acabado satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador Lahey bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez inquebrantable y compatibilidad total con autoclave para departamentos de cirugía general y otorrinolaringología.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest