



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de lifting frontal coronal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de lifting frontal coronal

SKU RM-CBLR-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Coronal Brow Lift Retractor	Longueur 7 ¼" (18.4 cm), tête de 70.0 mm, 7 griffes pointues	\$49
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de lifting frontal coronal est un instrument spécialisé de chirurgie plastique et reconstructrice faciale, conçu spécifiquement pour offrir une traction tissulaire puissante et antidérapante lors des interventions de lifting frontal et des sourcils par voie coronale ouverte. Conçu avec une tête de type râteau expansive de 70.0 mm de large, cet instrument répartit la contre-traction manuelle sur une vaste surface galéale, évitant les déchirures focales tout en maximisant la visualisation opératoire du rebord sus-orbitaire.

Construit pour un effet de levier important sans glissement, ce modèle d'écarteur de lifting frontal coronal présente une longueur totale de 7 ¼ inches (18.4 cm, \$49). Sa partie travaillante est équipée de 7 griffes pointues décalées, spécifiquement étudiées pour agripper fermement le cuir chevelu fibreux dense, la galea et les muscles frontaux lors d'une traction manuelle continue. La tige coudée maintient la main de l'assistant hors du champ de vision, tandis que le manche plat ergonomique permet un levier manuel sans fatigue tout au long du tunnelage sous-périosté profond.

Usiné en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de lifting frontal coronal pour résister aux cycles rigoureux d'autoclave hospitalier, offrant une résistance à la traction élevée, une résistance exceptionnelle à la corrosion et une durabilité clinique complète pour les centres de chirurgie plastique esthétique et faciale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest