



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретракторы гленоидальные (Glenoid Retractors)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретракторы гленоидальные (Glenoid Retractors)

SKU RM-GLR-SERIES-1

\$88 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
8 ¾" – 9" — Левосторонний	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" – 9" — Правосторонний	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" – 10 ½" — Левосторонняя	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" – 10 ½" — Правосторонняя	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" – 11 ¾" — Левосторонняя	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" – 11 ¾" — Правосторонняя	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Гленоидальные ретракторы (Glenoid Retractors) — это специализированные ортопедические инструменты, разработанные специально для обеспечения четкой и стабильной экспозиции суставной впадины лопатки и заднего края сустава при тотальном и реверсивном эндопротезировании плечевого сустава. Благодаря анатомически изогнутой зубчатой лопатке эти ретракторы надежно фиксируются за передний или задний край гленоида, удерживая капсульные ткани и мускулатуру, что позволяет беспрепятственно выполнять римирование и установку компонентов протеза.

Серия Glenoid Retractors разработана с учетом различных анатомических особенностей пациентов и хирургических доступов и выпускается в шести вариантах общей длины: 8 ¾" (\$88), 9" (\$91), 9 ½" (\$94), 10 ½" (\$97), 11" (\$100) и удлиненная модель 11 ¾" (\$103). Хирурги могут выбирать между левосторонней и правосторонней ориентацией для оптимального соответствия дельтопекторальному или верхнему хирургическому доступу. Усиленная рукоятка обеспечивает ассистенту превосходный рычаг и снижает

усталость рук.

Изготовленные из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, ретракторы от Retractor Maker способны выдерживать высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая исключительную долговечность, коррозионную стойкость и клиническую эффективность для бригад реконструктивной ортопедии и травматологии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest