



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Biggs para Mamoplastia, con Fibra Óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Biggs para Mamoplastia, con Fibra Óptica

SKU RM-BMRFO-1

\$239 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics	Hoja fenestrada de 50 mm, guía de luz, tubo de succión
1	Universal Light Cable Fitting	Conector para cables de fibra óptica estándar de quirófano
1	Protective Sleeve / Box	Empaque de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Biggs para Mamoplastia, con Fibra Óptica, es un instrumento de iluminación de primer nivel diseñado para proporcionar una visualización superior del bolsillo y una limpieza activa del campo durante mamoplastias estéticas y reconstructivas. Al integrar iluminación de fibra óptica de alta intensidad con un canal de succión continuo para humo y fluidos, este separador elimina los espacios oscuros y evacua el humo electroquirúrgico simultáneamente.

Diseñado para procedimientos quirúrgicos exigentes, esta configuración del Separador Biggs para Mamoplastia, con Fibra Óptica, cuenta con una hoja de ancho estándar de 50 mm (\$239). Su extremo de trabajo incorpora una arquitectura fenestrada especializada que ofrece una excelente tracción mecánica y estabilidad en los tejidos glandulares, minimizando la presión de contacto localizada. El haz de fibra óptica integrado cuenta con una conexión universal compatible con los cables de luz hospitalarios estándar (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), lo que garantiza una integración perfecta en el quirófano.

Fabricado con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico alemán de grado médico y fibras ópticas de vidrio de alta transmisión con un acabado satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Biggs para Mamoplastia, con Fibra Óptica, de forma no estéril y totalmente autoclavable,

ofreciendo una durabilidad excepcional, claridad óptica y utilidad clínica para centros de cirugía mamaria en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest