



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

C Retractors

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



C Retractors

SKU RM-CR-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die C Retractors sind präzisionsgefertigte orthopädisch-chirurgische Instrumente, die speziell für kraftvolle Hebelwirkung am Knochen und die Verdrängung von tiefem Weichteilgewebe bei komplexen Hüft- und Beckenrekonstruktionen konzipiert wurden. Durch den markanten gebogenen Schaft und das abgewinkelte Blattprofil ermöglichen diese Instrumente der Operationsassistenz, große Muskelmassen von den Knochenrändern wegzuhebeln, während der operative Korridor frei von Sichtbehinderungen bleibt.

Konzipiert für anspruchsvolle Gelenkzugänge, wird die C Retractors Serie in zwei wählbaren Gesamtlängen angeboten: 12 ½ Zoll (\$69) und eine verlängerte 14 Zoll-Version (\$74) für bariatrische oder tiefe Beckenkorridore. Das Arbeitsende verfügt über ein 22 mm breites Blatt, das in einer sorgfältig polierten 4 mm runden, stumpfen Spitze endet. Diese spezialisierte Geometrie ermöglicht es dem Chirurgen, den Retraktor sicher am Knochenkortex anzusetzen, was eine außergewöhnliche Stabilität beim Gegenzug bietet, ohne benachbarte Gefäßstrukturen zu punktieren oder das Periost zu verletzen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien satinierten Mattfinish, stellt Retractor Maker die C Retractors so her, dass sie extremen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavierzyklen standhalten. Dies bietet Chirurgen in der Endoprothetik und orthopädischen Traumatologie unnachgiebige Haltbarkeit und taktile Kontrolle.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest