



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Aproximador de Costelas Bailey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Aproximador de Costelas Bailey

SKU RM-BRC-1

\$159 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Bailey Rib Contractor	Comprimento total de 20 cm, compressor mecânico com ponta de garra	\$159
Capa Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$159

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Aproximador de Costelas Bailey (também conhecido como aproximador de costelas Bailey-Gibbon) é um instrumento cirúrgico torácico especializado projetado para aproximar costelas adjacentes após uma toracotomia. Ao unir as costelas afastadas sob compressão mecânica controlada, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas posicionem e apertem suturas pericostais sem tensão ou fratura óssea.

Projetado para um acoplamento anatômico robusto, este modelo de Aproximador de Costelas Bailey apresenta um comprimento total de 20 cm, proporcionando alcance adequado em locais de fechamento de toracotomia. As extremidades de trabalho incorporam pontas curvas fortes em forma de garra, especificamente contornadas para se assentarem com segurança sobre as bordas superiores e inferiores de segmentos de costelas adjacentes sem escorregar. Seu mecanismo mecânico de parafuso permite ao cirurgião ajustar com precisão a força compressiva, mantendo a parede torácica em redução anatômica durante o fechamento.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Aproximador de Costelas Bailey para suportar alto torque compressivo e ciclos repetidos de esterilização a vapor, proporcionando às equipes cardiorácicas e de trauma uma confiabilidade clínica duradoura.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest