



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Cope de Doble Extremo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Cope de Doble Extremo

SKU RM-CRDE-1

\$29 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Cope Retractor Double Ended	18 cm de longitud total, hojas dobles de 6.0 mm y 11.0 mm	\$29
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$29

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Cope de Doble Extremo es un instrumento quirúrgico manual altamente funcional, diseñado específicamente para proporcionar una retracción atraumática de tejidos blandos y bordes de heridas en una amplia gama de especialidades clínicas. Diseñado con dimensiones de hoja contrastantes integradas en un solo chasis, este separador permite a los equipos quirúrgicos realizar una transición instantánea entre profundidades de tejido superficiales e intermedias sin necesidad de intercambiar instrumentos.

Construido para un control manual excepcional, esta configuración del Separador Cope de Doble Extremo cuenta con una longitud total de 7 1/8 pulgadas (18 cm, \$29). Sus extremos de trabajo incorporan una hoja de 6.0 mm de ancho en un lado para una retracción de herida precisa y localizada, y una hoja de 11.0 mm de ancho en el lado opuesto para un desplazamiento fascial y muscular más amplio. Los bordes lisos y contorneados de las hojas garantizan una tracción tisular fiable, evitando al mismo tiempo isquemias localizadas o desgarros. Su mango central equilibrado proporciona un agarre sin fatiga para el personal asistente.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Cope de Doble Extremo para soportar ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas de cirugía general, plástica y otorrinolaringología una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad confiable.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest