



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Perkins Wundsperrer, selbsthaltend

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Perkins Wundsperrer, selbsthaltend

SKU RM-PSRR-99-1

\$99 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Standard Massiv-Zinken — 13 cm, links oder rechts	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 Zinken & spitzes Blatt — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 Zinken & spitzes Blatt — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 Zinken & spitzes Blatt — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 Zinken & spitzes Blatt — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Gebogenes gefenstertes Blatt — 13 cm, Links oder Rechts	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Massives Dorn-Blatt — 12.7 cm, Links oder Rechts	RM-PSRR-99-1-7	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Perkins Wundsperrer ist ein international anerkannter chirurgischer Spreizer, der speziell für die Aufrechterhaltung eines stabilen, freihändigen Operationsfeldes in der Gefäßchirurgie, Neurochirurgie und Orthopädie entwickelt wurde. Mit verschiedenen Valvenanordnungen und spezialisierten Blattprofilen optimiert dieses Instrument die Visualisierung und Präzision, während es die Ermüdung des Assistenten bei komplexen Dissektionen eliminiert.

Die Perkins-Serie (\$99) ist auf vollständige prozedurale Anpassungsfähigkeit ausgelegt und verfügt über ergonomische Ringgriffe mit einem sicheren mechanischen Ratschenverschluss für eine stabile Positionierung.

Die Serie umfasst fünf verschiedene Modelle: ein Standardmodell mit massiven Valven (13 cm), ein Modell mit 2 Zinken und spitzen Blättern (11 cm oder 13 cm), ein Modell mit 3 Zinken und spitzen Blättern (11 cm oder 13 cm mit Sicherheitsverzahnung), ein gebogenes gefenstertes Modell (13 cm mit 3 stumpfen Zinken) und ein Modell mit massivem Spike-Blatt (12,7 cm mit 11 × 25 mm Grundfläche, 7 mm Spike und 80 mm maximaler Spreizung).

Retractor Maker fertigt den Perkins Wundsperrerr aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish. Das Instrument ist für wiederholte Autoklavierzyklen ausgelegt und bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Stabilität und klinische Zuverlässigkeit für Operationssäle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest