



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique de Scoville

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur autostatique de Scoville

SKU RM-SSRR-150-1

\$259 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre à rail de guidage autostatique	Rail coulissant de base conçu pour les expositions en neurochirurgie et cavités rachidiennes
1	Lame latérale amovible à griffe unique pointue	Lame à griffe unique de 50 mm conçue pour un ancrage profond sous les lignes d'incision lourdes
1	Lame latérale amovible pleine dentelée	Lame de rétraction osseuse pleine de 60 mm x 25 mm équipée de pointes dentelées structurées
1	Verrou à vis manuel intégré	Assemblage fileté sécurisant l'écartement horizontal exact tout en réduisant la fatigue de l'utilisateur
2	Bras de pinces d'écartement ergonomiques	Branches légères à double bras construites avec des bords périmétriques parfaitement lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique de Scoville est un système d'écartement chirurgical rachidien de renommée internationale, spécifiquement conçu pour assurer le déplacement profond et statique des muscles paraspinal et l'exposition laminaire lors de décompressions lombaires postérieures. Conçu avec un rail de guidage ultra-rigide, cet instrument maintient les plans musculaires denses du multifidus et du longissimus sous une tension mécanique verrouillée, éliminant la fatigue de l'assistant tout en préservant un couloir visuel ouvert et fixe jusqu'à la lame vertébrale.

Construit selon des spécifications cliniques rigoureuses, cet ensemble complet d'écarteur autostatique de Scoville (\$259) dispose d'un cadre à rail coulissant parallèle s'ouvrant horizontalement jusqu'à une expansion maximale de 150 mm. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), ce système modulaire comprend une lame latérale amovible à griffe unique pointue d'une profondeur opérationnelle de 50 mm, conçue pour un ancrage profond sous les lignes d'incision lourdes sans glissement, associée à une lame latérale pleine dentelée mesurant 60 mm × 25 mm (25 mm de large × 60 mm de long) pour écarter proprement les couches osseuses et musculaires. Son verrou à vis manuel intégré sécurise rigidelement l'écartement horizontal exact, tandis que les branches ergonomiques des pinces d'écartement présentent des périmètres extérieurs lisses pour protéger les tissus environnants.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur autostatique de Scoville pour résister à une immense contre-traction mécanique et à des cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires de neurochirurgie, aux centres du rachis et aux unités de traumatologie orthopédique du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest